



Dati Tecnici

Power: 230Vac/50-60Hz
 Fusibili : 2x5AmpT250V
 Interfaccia Utente : 8" colour LCD touch screen
 Display: 800 x 600 pixels

Dimensioni - Peso
 Modulo Comando : 37x42x40cm - 16kg
 Base: 37x42x58cm - 18kg
 (optional)

Type of Device:
 BF class

Mesodermica (D.M. 206 del 15.10.2015 - Scheda Tecnica N. 19)	
Frequenza Onda Modulata	From 1600 to 2100 Hz
Tensione Massima di Uscita	120 Vac p-p
Corrente Massima di Uscita	1.1 mAmp/cp
Manipolo	Applicatore Bipolare
Skin Face Cleaner (1MHz) (D.M. 206 del 15.10.2015 - Scheda Tecnica N. 2A)	
Frequenza d'Uscita	24 kHz
Potenza Massima di Uscita	20 Watt
Applicatore	Scrubber Pen
Vacuum + Dermostimolazione (D.M. 206 del 15.10.2015 - Scheda Tecnica N. 14)	
Onda Modulata	650 nm
Aspirazione	1 Watt / maximum 5 Watt
Manipolo Vacuum	70 Watt
Diatermia Bipolare (D.M. 206 del 15.10.2015 - Scheda Tecnica N. 13)	
Frequenza di Uscita Manipolo Tetra-Polar (4 poli)	750 kHz +/- 10%
Tensione Massima di Uscita	300 Vac p-p
Potenza RF	25 Watt
Manipolo	Applicatore Bipolare
ePatch (1 MHz) (D.M. 206 del 15.10.2015 - Scheda Tecnica N. 13)	
Applicatori	2 pads x contorno occhi e contorno labra





Tecnologie

Mesodermica (D.M. 206 del 15.10.2015 – Scheda Tecnica N. 19)

Generatore di Onde Elettriche con forma d'onda composite non continua per la Veicolazione dei Principi Attivi. Permette di ottimizzare i trattamenti per il Corpo, per il Viso e per il Seno con l'utilizzo di sostanze attive veicolate da correnti opportunamente modulate. Efficace per il Trattamento degli inestetismi da buccia d'arancia, Cellulite, Tonificazione Muscolare, Sebo-regolazione ed Anti-Aging.



Vacuum

Trattamento non invasivo per la stimolazione del metabolismo cellulare e del suo turnover. Una piacevole sensazione è data dal massaggio endodermico chiamato anche trattamento sottovuoto. Viene usata una tecnica di aspirazione per aumentare la circolazione sanguigna. In questo modo, il sistema di pressione del vuoto crea un'azione elettiva del tessuto connettivo sottocutaneo, promuove la circolazione del sangue e la conseguente ossigenazione dei tessuti. I benefici sono: miglioramento del sistema linfatico e del sistema circolatorio, un effetto rinfrescante e tonificante sui tessuti, levigatura della pelle nella zona trattata con rughe.



Biostimolazione

Tecnica non invasiva per portare nuova vitalità al viso. I termini "infrarosso" o "radiazione di calore" sono chiamati biogeni, cioè generatori di vita o luci di vita, perché penetrano nel sistema vitale generando un effetto stimolante e riscaldante con conseguente dilatazione della rete capillare. Il risultato sarà l'aumento della circolazione sanguigna e l'attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule.

Diatermia Bipolare

Una tecnica non invasiva per ridurre la cellulite e la lassità cutanea, stimolando la nuova produzione di collagene. Il risultato è una riduzione del volume e un effetto rassodante duraturo della pelle, mentre dà la sensazione di un massaggio caldo. La procedura consente di trattare aree visivamente più piccole.

ePatch

Un trattamento non invasivo per migliorare il contorno occhi e labbra stimolando la produzione di nuovo collagene ed elastina.



Skin Face Cleaner (1MHz) (D.M. 206 del 15.10.2015 – Scheda Tecnica N. 2A)

Trattamento non invasivo di alta frequenza (1MHz) per azione keratolitica ed esfoliante. Può essere usati per trattare: discromie cutanee, pelli impure e pelli mature.

